

e-Relief·V

Programmbeschreibung



Die natürliche Umgebungsstrahlung im Raum.

a) physikalische und biologische Grundlagen

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die natürliche Umgebungsstrahlung, in der sich die biologischen Organismen auf der Erde über Jahrtausende entwickelt haben, eine erhebliche Bedeutung für den Energiehaushalt aller Organismen hat, und dass dieser durch die moderne Lebensweise und durch schädliche künstliche Strahlungen und Elektrosmog (E-Smog) beeinträchtigt und gestört werden, umgekehrt aber durch die Nachbildung der natürlichen Umgebungsstrahlung auch wieder unterstützt werden kann.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie Rhythmen und Musik zu Entspannung beitragen können, tragen sogenannte Schumannwellen oder Schumann-Resonanzen zum Wohlbefinden des Körpers bei. Dies sind Frequenzen, die durch Blitze verursacht werden und sich als stehende Wellen zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre bewegen. Sie sind ein wichtiger Teil der natürlichen Umgebungsstrahlung, deren Wirkung mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Zum Beispiel durch ein Forschungsprojekt der NASA (Dr. Halpern, Dr. Vandyk) in welchem weiße Mäuse in einem Metallkäfig künstlich von jeder Erdfrequenz ferngehalten wurden und diese bereits nach kurzer Zeit ihr Fell verloren und starben. In der Nachuntersuchung wurden extreme Wucherungen entdeckt, wobei die Kontrollgruppe der gleichen Gattung, aber mit den Schumannwellen, dagegen eine stabile Gesundheit zeigte. Ein anderer Nachweis von der NASA (Michael A. Persinger) zeigte verschiedenartige physische und psychische Probleme der Astronauten während der ersten Raumflüge, die durch einen Schumannwellen-Generator behoben wurden. Den wahrscheinlich bekanntesten Nachweis erbrachte das Max-Planck-Institut (Rüdiger Wever), welches Freiwillige für einen Monat in einem abgeschotteten Bunker beobachtete und sich verschiedenste Störungen und nennenswerte Probleme im allgemeinen Befinden einschließlich einer Verschlechterung des Blutbildes einstellten – die sich alle wieder normalisierten, als ein Schumannwellen-Generator aktiviert wurde.

Schumannwellen befinden sich aber nicht nur auf der bekannten Frequenz von 7,83 Hertz, sondern bewegen sich im Rahmen von weniger als 7 Hertz bis über 100 Hertz, wobei sie verschiedene naturbedingte Modi haben – ein nicht so bekannter Faktor, der beachtet werden sollte und in *e-Relief* berücksichtigt wird. Es generiert bis zu 11 verschiedene Schumannwellen-Modi.

e-Relief wurde entwickelt, um die wichtigsten Bestandteile der natürlichen Umgebungsstrahlung, nämlich die oben erwähnten Schumannwellen und weitere Frequenzmuster, wie fraktale Frequenzspektren, Breitbandspektren und Substanzspektren in bestimmten Frequenzbereichen nachzubilden.

Die mehr als 25-jährige Erfahrung aus der Entwicklung von Vitalfeld-Technologie-Geräten, ergänzt durch die Beobachtung 1000ender Anwender, kristallisierte Zusammenhänge heraus, und so entstand die Zuordnung zu körpereigenen Energiefeldern, die in Verbindung mit bestimmten Körperbereichen oder Organen stehen. Die Programme des *e-Relief* verfolgen generell einen ausgleichenden und unterstützenden Zweck, wobei unterschiedliche Programme unterschiedliche Bereiche der körpereigenen Energiefelder ansprechen sollen. Es handelt sich um eine energetische Unterstützung und nicht um eine Behandlung im schulmedizinischen Sinne.

e-Relief entstand aus der Erfahrung eines erheblichen Anteils der Anwender, trotzdem erheben wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Jeder Organismus reagiert unterschiedlich, daher kann für kein Programm eine verbindliche Wirkungsweise behauptet werden. Die Zusammenhänge sind in den Einzelheiten weder wissenschaftlich erforscht noch anerkannt. Wir empfehlen Ihnen, es zu probieren und jene Programme zu finden, die Ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen. *e-Relief* ist grundsätzlich für eine Daueranwendung ausgelegt. Lassen Sie sich trotzdem Zeit und beobachten Sie Ihre eigene Reaktion. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung bei der Anwendung.

b) Programme

PROGRAMME 01 BIS 15 (GERINGE INTENSITÄT)

Diese Programme können direkt am Körper (mit oder ohne Biotrode) z.B. an einer Hose, einem Rock oder einem Gürtel getragen werden.

01 REGENERATION

Mit diesem Programm werden alle Felder im Körper angeregt, die nach den Annahmen der VitalfeldTechnologie zu Regenerationsprozessen beitragen und die Auswirkung von E-Smog (inkl. 5G und darüber) abschwächen.

02 THORAX/HERZ

Die Unterstützung elektromagnetischer Felder von Herz, Lunge, Bronchien, den zugehörigen Gefäßen und Faszien erfasst den gesamten Brustraum. Dadurch werden auch die Felder der Brustwirbelsäule, zugehörigen Bandscheibensegmente, zugehörigen Muskulatur, Schultern, Ellenbogen, Arme, Hände und der Nacken eingebunden.

03 KOPFGELLENKE/BECKEN/BEINE

Dieses Programm umfasst die Felder der synergistisch arbeitenden Strukturen der oberen Halswirbelsäule mit dem Becken und den Beinen, einschließlich des Bereichs der Kopfgelenke, Kiefergelenke und des Darms. Es gibt auch Hinweise auf positive Reaktionen im Bereich des vegetativen Nervensystems.

04 NIEREN

Mit diesem Programm werden jene Felder, welche die Organfunktion der Nieren und der dort produzierten Signalmoleküle betreffen, unterstützt und damit auch der Bereich der Schilddrüsenhormone, welche mit einer guten Nierenfunktion verbunden sind. Dieses Programm kann bei langanhaltenden Zuständen, Stress und Erschöpfung angewendet werden.

05 AUGEN/NEBENHÖHLEN

Das Programm stärkt die Felder der Augen und Nebenhöhlen.

06 LINKSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

07 KIEFER/HIRNNERVEN

Diese Feldanregung betrifft den gesamten Bereich von Kiefer samt Zähnen und Mundschleimhaut sowie alle Hirnnerven. Es gibt auch Hinweise auf positive Reaktionen im Bereich allgemeiner vegetativer Entspannung.

08 RECHTSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

09 GEHIRN/DURA

Dieses Programm unterstützt die elektromagnetischen Felder der Harten Rückenmarkshaut. Es kann auch zur Unterstützung der Felder des Pischinger-Raumes, des Lymphsystems und der Wirbelsäule allgemein angewendet werden.

10 GEWEBE ALLGEMEIN

Dieses Programm wurde für eine allgemeine Unterstützung der gesamten elektromagnetischen Felder des Gewebes erstellt. Da Gewebe überall beteiligt ist, ist dieses Programm sehr vielseitig anwendbar.

11 REORGANISATION ALLGEMEIN/SCHULTER/NACKEN

Dieses Programm regt alle Felder an, die allgemein zur Reorganisation beitragen, insbesondere im Schulter-Nacken-Bereich, was auch die zugehörige Muskulatur und Faszien mit einschließt.

12 MITTELACHSE/WIRBELSÄULE

Dieses Programm dient der Unterstützung der Felder der Wirbelsäule.

13 HIRNKERNE

Dieses Programm unterstützt das Vitalfeld des limbischen Systems und seiner Kerngebiete, aber auch ganz allgemein in Stresssituationen und unter Belastung. Das limbische System und seine Kerngebiete sind an den meisten Verarbeitungsmechanismen im Gehirn beteiligt. Sowohl neurotoxische Substanzen aus der Umwelt, z.B. Schwermetalle, als auch E-Smog (inkl. 5G und darüber) können dort für Belastung sorgen.

14 ENERGETISCH KÜHLEND

Um das Vitalfeld bei Hitzeentwicklung gleich welcher Art zu entlasten, wurde dieses Programm entwickelt. Es bezieht auch Vitalfeldveränderungen durch E-Smog (inkl. 5G und darüber), Heilungsprozesse, Entzündungen, akute Verletzungen, Schmerzempfindungen oder durch Ausleitung mit ein.

15 LYMPHE

Das Vitalfeld des Lymphsystems ist von jeder Veränderung mitbetroffen, die durch Stress, E-Smog (inkl. 5G und darüber), Entzündungen oder Schmerzempfindungen ausgelöst wird. Es kann mit Programm Nummer 35 kombiniert werden.

PROGRAMME 21 BIS 35 (MITTLERE INTENSITÄT)

Diese Programme sind in erster Linie für die Anwendung in Räumen von ca. 6 Metern Durchmesser gedacht. Sie haben eine höhere Signalstärke als die Programme 01 bis 15.

Diese Programme können auch direkt am Körper angewendet werden – 20 Minuten sollten dabei aber nicht überschritten werden.

21 NEUTRALISIEREND

Dieses Programm wurde zur Neutralisierung jeder Art störender energetischer Einflüsse einschließlich E-Smog (inkl. 5G und darüber) entwickelt und soll beruhigen und ausgleichen. Es ist nach einer Eingewöhnung zur nächtlichen Daueranwendung geeignet.

22 ENTGIFTUNG

Dieses Programm kann als Begleitung entgiftender Maßnahmen angewendet werden. Dabei wurde auch vermehrter Harndrang beobachtet. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

23 ENTSÄUERUNG/PISCHINGER

Dieses Programm kann als Impuls der im Zusammenhang mit der Balancierung des Säure/Basen-Haushaltes stehenden Felder und zur Klärung der Felder des Pischinger-Raumes angewendet werden. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

24 RÜCKENMARK/C8

Mit diesem Programm werden die Felder des Rückenmarks angesprochen, welche bei Schmerzempfindungen aller Art beteiligt sind. Auch die Felder des Rückenmarkssegments C8, welches über den Ellenbogen, Kleinfingerkante bis Klein- und Ringfinger ausstrahlt, sind damit eingeschlossen. Die Anwendung bei allen unangenehmen Empfindungen im Bereich Muskeln zwischen den Schulterblättern, Kopf/Hinterhaupt kann sinnvoll sein. Die Kombination mit dem Programm Gehirn/Dura wird empfohlen.

25 HORMONDRÜSEN ALLGEMEIN

Dieses Programm regt die Felder aller Hormondrüsen an und ist daher entsprechend vielseitig einsetzbar.

26 LINKSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

27 KOPF

Dieses Programm betrifft die gesamten Felder am und im Kopf und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

28 RECHTSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

29 NEURONAL/PROTEINE

Dieses Programm unterstützt alle Felder, die mit neuronalen Strukturen, der Balancierung der Proteindynamik und Synthese von Proteinen in Verbindung stehen.

30 LEICHTE ANREGUNG

Dieses Programm sorgt für eine leichte energetische Anregung der gesamten Körperfelder und ist damit vielseitig anwendbar.

31 UNTERLEIB

Dieses Programm sorgt für eine Anregung sämtlicher Felder des gesamten Unterleibs jeden Geschlechtes und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

32 MERIDIANE

Dieses Programm unterstützt die Meridiane. Es kann bei Akupunktur oder anderen Anregungen von Meridianen angewendet werden.

33 GEWEBE INTENSIV

Das Vitalfeld des Gewebes ist überall involviert. Daher kann es auch bei E-Smogeinfluss (inkl. 5G#und darüber) oder allen anderen Umständen, welche die Felder von Muskeln, Bindegewebe, Nervengewebe oder Faszien betreffen, unterstützt werden.

34 FELD AKTIVIEREND

Dieses Programm unterstützt die Eigenregulation und Reorganisation des Vitalfeldes so grundlegend, dass es nahezu unter allen Umständen anwendbar ist. Ob für eine bessere Anpassung an die Umwelt, E-Smogeinfluss (inkl. 5G#und darüber) oder sonst einen suboptimalen Zustand. Dieses Programm unterstützt das Vitalfeld, leichter zu seinem Archetypus, also seiner eigentlichen Grundstruktur, zurückzufinden.

35 GEFÄßSYSTEM

Das Vitalfeld des gesamten Gefäßsystems schließt in erster Linie eine gute Ver- und Entsorgung mit ein. Bei jeder Form von Stressbelastung des Vitalfeldes, z.B. nach Sport, langem Sitzen, E-Smog (inkl. 5G#und darüber) oder Schmerzempfindungen kann es angewendet werden. Es kann mit Programm Nummer 15 kombiniert werden.

PROGRAMME 41 BIS 61 (VOLLE INTENSITÄT)

Diese Programme sind in erster Linie für die Anwendung in Räumen von ca. 10 Metern Durchmesser gedacht. Sie haben eine höhere Signalstärke als die Programme 01 bis 35.

Diese Programme können auch direkt am Körper angewendet werden – 20 Minuten sollten dabei aber nicht überschritten werden.

41 NEUTRALISIEREND

Dieses Programm wurde zur Neutralisierung jeder Art störender energetischer Einflüsse einschließlich E-Smog (inkl. 5G und darüber) entwickelt und soll beruhigen und ausgleichen. Es ist nach einer Eingewöhnung zur nächtlichen Daueranwendung geeignet.

42 ENTGIFTUNG

Dieses Programm kann als Begleitung entgiftender Maßnahmen angewendet werden. Dabei wurde auch vermehrter Harndrang beobachtet. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

43 ENTSÄUERUNG/PISCHINGER

Dieses Programm kann als Impuls der im Zusammenhang mit der Balancierung des Säure/Basen-Haushaltes stehenden Felder und zur Klärung der Felder des Pischinger-Raumes angewendet werden. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

44 RÜCKENMARK/C8

Mit diesem Programm werden die Felder des Rückenmarks angesprochen, welche bei Schmerzempfindungen aller Art beteiligt sind. Auch die Felder des Rückenmarkssegments C8, welches über den Ellenbogen, Kleinfingerkante bis Klein- und Ringfinger ausstrahlt, sind damit eingeschlossen. Die Anwendung bei allen unangenehmen Empfindungen im Bereich Muskeln zwischen den Schulterblättern, Kopf/Hinterhaupt kann sinnvoll sein. Die Kombination mit dem Programm Gehirn/Dura wird empfohlen.

45 HORMONDRÜSEN ALLGEMEIN

Dieses Programm regt die Felder aller Hormondrüsen an und ist daher entsprechend vielseitig einsetzbar.

46 LINKSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

47 KOPF

Dieses Programm betrifft die gesamten Felder am und im Kopf und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

48 RECHTSLATERAL

Unter Stress kann das Vitalfeld mit einer unausgewogenen Verteilung bzw. einseitigen Aktivierung der Gehirnhälften-Felder reagieren, was ein Hindernis sein und vielseitige Phänomene verursachen kann, denen dieses Programm entgegenwirken soll.

49 NEURONAL/PROTEINE

Dieses Programm unterstützt alle Felder, die mit neuronalen Strukturen, der Balancierung der Proteindynamik und Synthese von Proteinen in Verbindung stehen.

50 LEICHTE ANREGUNG

Dieses Programm sorgt für eine leichte energetische Anregung der gesamten Körperfelder und ist damit vielseitig anwendbar.

51 UNTERLEIB

Dieses Programm sorgt für eine Anregung sämtlicher Felder des gesamten Unterleibs jeden Geschlechtes und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

52 MERIDIANE

Dieses Programm unterstützt die Meridiane. Es kann bei Akupunktur oder anderen Anregungen von Meridianen angewendet werden.

Das Programm Nr. 61 wurde für eine Körperanwendung mit Biotrode gemacht, sollte aber ebenfalls auf 20 Minuten begrenzt werden.

61 ENERGETISCHE UNTERSTÜTZUNG SCHMERZ

Dieses Programm sorgt für eine Anregung sämtlicher Felder, die mit vegetativen Strukturen und deren Gewebsrezeptoren in Verbindung stehen und damit verbundener Schmerzempfindungen.

Santissa SA

Rue de l'Evouette 3

CH-1969 St-Martin VS

+41 27 283 22 77

info@santisa.com / www.santissa.com

Für einen Kauf oder Kontakt :

<https://santissa.com/boutique/5g/vitalfeldtechnologie/>