

e-Relief mini 

Programmbeschreibung



Die natürliche Umgebungsstrahlung immer mit dabei.

a) physikalische und biologische Grundlagen

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die natürliche Umgebungsstrahlung, in der sich die biologischen Organismen auf der Erde über Jahrtausende entwickelt haben, eine erhebliche Bedeutung für den Energiehaushalt aller Organismen hat, und dass dieser durch die moderne Lebensweise und durch schädliche künstliche Strahlungen und Elektrosmog beeinträchtigt und gestört werden, umgekehrt aber durch die Nachbildung der natürlichen Umgebungsstrahlung auch wieder unterstützt werden kann.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie Rhythmen und Musik zu Entspannung beitragen können, tragen sogenannte Schumannwellen oder Schumann-Resonanzen zum Wohlbefinden des Körpers bei. Dies sind Frequenzen, die durch Blitze verursacht werden und sich als stehende Wellen zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre bewegen. Sie sind ein wichtiger Teil der natürlichen Umgebungsstrahlung, deren Wirkung mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Zum Beispiel durch ein Forschungsprojekt der NASA (Dr. Halpern, Dr. Vandyk) in welchem weiße Mäuse in einem Metallkäfig künstlich von jeder Erdfrequenz ferngehalten wurden und diese bereits nach kurzer Zeit ihr Fell verloren und starben. In der Nachuntersuchung wurden extreme Wucherungen entdeckt, wobei die Kontrollgruppe der gleichen Gattung, aber mit den Schumannwellen, dagegen eine stabile Gesundheit zeigte. Ein anderer Nachweis von der NASA (Michael A. Persinger) zeigte verschiedenartige physische und psychische Probleme der Astronauten während der ersten Raumflüge, die durch einen Schumannwellen-Generator behoben wurden. Den wahrscheinlich bekanntesten Nachweis erbrachte das Max-Planck-Institut (Rüdiger Wever), welches Freiwillige für einen Monat in einem abgeschotteten Bunker beobachtete und sich verschiedenste Störungen und nennenswerte Probleme im allgemeinen Befinden einschließlich einer Verschlechterung des Blutbildes einstellten – die sich alle wieder normalisierten, als ein Schumannwellen-Generator aktiviert wurde.

Schumannwellen befinden sich aber nicht nur auf der bekannten Frequenz von 7,83 Hertz, sondern bewegen sich im Rahmen von weniger als 7 Hertz bis über 100 Hertz, wobei sie verschiedene naturbedingte Modi haben – ein nicht so bekannter Faktor, der in *e-Relief mini* berücksichtigt wird. Es generiert bis zu 11 verschiedene Schumannwellen-Modi.

e-Relief mini wurde entwickelt, um die wichtigsten Bestandteile der natürlichen Umgebungsstrahlung, nämlich die oben erwähnten Schumannwellen und weitere Frequenzmuster, wie fraktale Frequenzspektren, Breitbandspektren und Substanzspektren in bestimmten Frequenzbereichen nachzubilden.

Die mehr als 25-jährige Erfahrung aus der Entwicklung von Vitalfeld-Technologie-Geräten, ergänzt durch die Beobachtung 1000ender Anwender, kristallisierte Zusammenhänge heraus, und so entstand die Zuordnung zu körpereigenen Energiefeldern, die in Verbindung mit bestimmten Körperbereichen oder Organen stehen. Die Programme des *e-Relief mini* verfolgen generell einen ausgleichenden und unterstützenden Zweck, wobei unterschiedliche Programme unterschiedliche Bereiche der körpereigenen Energiefelder ansprechen sollen. Es handelt sich um eine energetische Unterstützung und nicht um eine Behandlung im schulmedizinischen Sinne.

e-Relief mini entstand aus der Erfahrung eines erheblichen Anteils der Anwender, trotzdem erheben wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Jeder Organismus reagiert unterschiedlich, daher kann für kein Programm eine verbindliche Wirkungsweise behauptet werden. Die Zusammenhänge sind in den Einzelheiten weder wissenschaftlich erforscht noch anerkannt. Wir empfehlen Ihnen, es zu probieren und jene Programme zu finden, die Ihren Bedürfnissen am meisten entsprechen. *e-Relief mini* ist grundsätzlich für eine Daueranwendung ausgelegt. Lassen Sie sich trotzdem Zeit und beobachten Sie Ihre eigene Reaktion.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung bei der Anwendung.

b) Programme

01 REGENERATION

Mit diesem Programm werden alle Felder im Körper angeregt, die nach den Annahmen der VitalfeldTechnologie zu Regenerationsprozessen beitragen und die Auswirkung von Elektromog (inkl. 5G und darüber) abschwächen.

02 THORAX/HERZ

Die Unterstützung elektromagnetischer Felder von Herz, Lunge, Bronchien, den zugehörigen Gefäßen und Faszien erfasst den gesamten Brustraum. Dadurch werden auch die Felder der Brustwirbelsäule, zugehörigen Bandscheibensegmente, zugehörigen Muskulatur, Schultern, Ellenbogen, Arme, Hände und der Nacken eingebunden.

03 KOPFGELENKE/BECKEN

Dieses Programm umfasst die Felder der synergistisch arbeitenden Strukturen der oberen Halswirbelsäule mit dem Becken und den Beinen, einschließlich des Bereichs der Kopfgelenke, Kiefergelenke und des Darms. Es gibt auch Hinweise auf positive Reaktionen im Bereich des vegetativen Nervensystems.

04 NIEREN

Mit diesem Programm werden jene Felder, welche in Zusammenhang mit der Organfunktion der Nieren stehen und die dort produzierten Signalmoleküle betreffen, unterstützt und damit auch die Felder im Bereich der Schilddrüsenhormone, die mit einer guten Nierenfunktion verbunden sind. Dieses Programm kann bei langanhaltenden Zuständen, Stress und Erschöpfung ebenfalls sinnvoll sein.

05 AUGEN/NEBENHÖHLEN

Das Programm stärkt die Felder der Augen und Nebenhöhlen.

06 KIEFER/HIRNNERVEN

Diese Feldanregung betrifft den gesamten Bereich von Kiefer samt Zähnen und Mundschleimhaut sowie alle Hirnnerven. Es gibt auch Hinweise auf positive Reaktionen im Bereich allgemeiner vegetativer Entspannung.

07 GEHIRN/DURA

Dieses Programm unterstützt die elektromagnetischen Felder der Harten Rückenmarkshaut. Es kann auch zur Unterstützung der Felder des Pischinger-Raumes, des Lymphsystems und der Wirbelsäule allgemein angewendet werden.

08 GEWEBE ALLGEMEIN

Dieses Programm wurde für eine allgemeine Unterstützung der gesamten elektromagnetischen Felder des Gewebes entwickelt. Da Gewebe überall beteiligt ist, ist dieses Programm sehr vielseitig anwendbar.

09 REORGANISATION

Dieses Programm regt alle Felder an, die allgemein mit der Reorganisation in Verbindung stehen, insbesondere im Schulter-Nacken-Bereich, was auch die zugehörige Muskulatur und Faszien mit einschließt.

10 FASZIEN/WIRBELSÄULE

Dieses Programm dient der Unterstützung der Felder der Wirbelsäule.

11 NEUTRALISIEREND

Dieses Programm wurde zur Neutralisierung jeder Art störender energetischer Einflüsse einschließlich Elektrosmog (inkl. 5G und darüber) entwickelt und soll beruhigen und ausgleichen. Es ist nach einer Eingewöhnung zur nächtlichen Daueranwendung geeignet.

12 ENTGIFTUNG

Dieses Programm kann zur Begleitung entgiftender Maßnahmen angewendet werden. Dabei wurde auch vermehrter Harndrang beobachtet. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

13 ENTSÄUERUNG/PISCHINGER

Dieses Programm kann als Impuls der im Zusammenhang mit der Balancierung des Säure/Basen-Haushaltes stehenden Felder und zur Klärung der Felder des Pischinger-Raumes angewendet werden. Bitte auf ausreichende Trinkmenge achten.

14 RÜCKENMARK/C8

Mit diesem Programm werden die Felder des Rückenmarks angesprochen, welches bei Schmerzempfindungen aller Art beteiligt ist. Auch die Felder des Rückenmarkssegments C8, welches über den Ellenbogen, Kleinfingerkante bis Klein- und Ringfinger ausstrahlt, sind damit eingeschlossen. Die Anwendung bei allen unangenehmen Empfindungen im Bereich Muskeln zwischen den Schulterblättern, Kopf/Hinterhaupt kann sinnvoll sein. Die Kombination mit dem Programm 07 Gehirn/Dura wird empfohlen.

15 HORMONDRÜSEN ALLGEMEIN

Dieses Programm regt die Felder aller Hormondrüsen an und ist daher entsprechend vielseitig einsetzbar.

16 KOPF

Dieses Programm betrifft die gesamten Felder am und im Kopf und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

17 LEICHTE ANREGUNG

Dieses Programm sorgt für eine leichte energetische Anregung der gesamten Körperfelder und ist damit vielseitig anwendbar.

18 UNTERLEIB

Dieses Programm sorgt für eine Anregung sämtlicher Körperfelder des gesamten Unterleibs jeden Geschlechtes und schließt alles darin Enthaltene mit ein.

19 MERIDIANE

Dieses Programm unterstützt die Meridiane. Es kann auch bei Akupunktur oder anderen Anregungen von Meridianen angewendet werden.

20 WIRBELSÄULE LEICHT

Die Felder der Wirbelsäule sind bei jeder Form von Stressbelastung mit involviert, so auch bei Elektrosmogbelastung (inkl. 5G und darüber). Dieses Programm regt die Felder leicht an.

21 WIRBELSÄULE INTENSIV

Wie auch das Programm Nummer 20 regt es die gleichen Felder an, allerdings mit etwas höherer Intensität.

22 GEWEBE INTENSIV

Wie auch das Programm Nummer 8 regt dieses Programm die gesamten Felder des Gewebes an, weil auch dieses in jeder Form von Stressbelastung, einschließlich durch Elektrosmog (inkl. 5G und darüber) erzeugte, involviert ist, allerdings mit etwas höherer Intensität.

23 FELD AKTIVIEREND

In Zeiten, in denen sich die gesamten Körperfelder überlastet bzw. erschöpft anfühlen – auch durch eine langanhaltende oder zu starke Elektrosmogbelastung (inkl. 5G und darüber) – kann dieses Programm angewendet werden.

24 LYMPHE

Auch die Felder der Lymphe reagieren bei Stressbelastung insgesamt mit und können die energetischen Flüsse verlangsamen oder blockieren und auch diese Felder reagieren auf Elektrosmog (inkl. 5G und darüber). Das Programm soll die Felder entspannen.

Santissa SA

Rue de l'Evouette 3

CH-1969 St-Martin VS

+41 27 283 22 77

info@santisa.com / www.santissa.com

Für einen Kauf oder Kontakt :

<https://santissa.com/boutique/5g/vitalfeldtechnologie/>