

e-Relief mini 

Description du programme



Le rayonnement ambiant naturel toujours sur soi.

a) Principes physiques et biologiques

Les indices sont nombreux à démontrer que le rayonnement ambiant naturel dans lequel les organismes biologiques se sont développés sur la terre pendant des millions d'années ont une signification considérable pour l'équilibre énergétique de tous les organismes, et que celui-ci peut être certes préjudicié et détruit par le mode de vie moderne et par des rayonnements artificiels nocifs et l'électrosmog, mais à l'inverse, peut être rétabli grâce à la reconstitution du rayonnement ambiant naturel.

Pour ne citer qu'un exemple : à l'instar des rythmes et de la musique qui contribuent à détendre, les ondes ou résonances de Schumann contribuent au bien-être du corps. Il s'agit là de fréquences provoquées par des éclairs et qui se meuvent entre la surface terrestre et l'ionosphère en ondes verticales. Elles sont un composant important du rayonnement ambiant naturel dont l'impact a été scientifiquement prouvé à maintes reprises. Par exemple par un projet de recherche de la NASA (Dr Halpern, Dr Vandyk), au cours duquel des souris blanches ont été artificiellement maintenues à distance de toute fréquence terrestre dans une cage en métal : très vite, elles ont perdu leur fourrure et sont mortes. Lors de l'examen ultérieur, on a constaté des tumeurs extrêmes, le groupe de contrôle du même genre, mais cette fois avec les ondes de Schumann, révélant par contre une santé stable. Une autre preuve de la NASA (Michael A. Persinger) a démontré différents problèmes physiques et psychiques des astronautes pendant les premiers vols spatiaux qui ont été résolus par un générateur d'ondes de Schumann. La preuve sans aucun doute la plus connue a été fournie par le Max-Planck-Institut (Rüdiger Wever) : ici, des volontaires maintenus pendant un mois dans un bunker hermétique ont été observés, faisant état de troubles les plus divers et de problèmes notables dans leur état général, y compris une dégradation de la formule sanguine. Ces problèmes se sont normalisés sitôt qu'un générateur d'ondes de Schumann a été activé.

Les ondes de Schumann ne se situent pas seulement sur la fréquence connue de 7,83 Hertz, mais se meuvent dans le cadre de moins de 7 Hertz jusqu'à plus de 100 Hertz ; elles ont ici différents modes en fonction de leur nature – un facteur moins connu pris en compte dans l'*e-Relief mini* qui génère jusqu'à 11 modes différents d'ondes de Schumann.

e-Relief mini a été conçu pour reconstituer les composants essentiels du rayonnement ambiant naturel, à savoir les ondes de Schumann susmentionnées et d'autres modèles de fréquences, tels que les spectres de fréquences fractaux, les spectres à large bande et les spectres de substances dans des plages de fréquence précises.

Plus d'un quart de siècle d'expérience dans le développement d'appareils de la technologie Vitalfeld [Champ vital], étayée par l'observation de milliers d'utilisateurs, a cristallisé des corrélations qui ont donné lieu à l'attribution à des champs énergétiques propres au corps, en relation avec des zones du corps ou des organes précis. Les programmes de l'*e-Relief mini* ont en général pour but de compenser et de soutenir, différents programmes devant ici s'adresser à différents domaines des champs énergétiques propres au corps. Il s'agit d'un soutien énergétique et non pas d'une thérapie dans le sens de la médecine classique.

e-Relief mini est né de l'expérience d'une proportion non négligeable d'utilisateurs ; cependant, nous ne revendiquons pas de signification universelle. Chaque organisme réagit différemment et l'on ne peut donc attribuer d'effet impératif à aucun programme. Dans les détails, les corrélations ne sont ni étudiées ni encore reconnues par la science. Nous vous recommandons d'essayer et de trouver les programmes qui répondent le mieux à vos besoins. *e-Relief mini* est foncièrement conçu pour une application dans la durée. Prenez cependant votre temps et observez votre propre réaction.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation et une bonne relaxation.

b) Programmes

01 REGENERATION

Ce programme stimule tous les champs physiques qui, selon les hypothèses de la VitalfeldTechnologie, contribuent aux processus régénératifs et affaiblissent l'impact de l'électrosmog (5G compris et au-delà).

02 THORAX/CŒUR

Le soutien de champs électromagnétiques du cœur, des poumons, des bronches, des vaisseaux et des fascias correspondants saisit l'ensemble du thorax. Cela inclut aussi les champs de la colonne vertébrale thoracique, les segments discaux correspondants, la musculature correspondante, les épaules, les coudes, les bras, les mains et la nuque.

03 ARTICULATIONS DE LA TÊTE/BASSIN

Ce programme couvre les champs des structures de la colonne cervicale supérieure qui travaillent en synergie avec le bassin et les jambes, y compris la zone des articulations de la tête, des mâchoires et de l'intestin. On a des indices de réactions positives dans le domaine du système nerveux végétatif.

04 REINS

Ce programme permet de soutenir les champs qui sont en relation avec la fonction organique rénale et qui concernent les molécules signal qui y sont produites, et donc aussi les champs dans le domaine des hormones thyroïdiennes qui sont liées à un bon fonctionnement rénal. Ce programme peut être également judicieux en cas d'états chroniques, de stress et d'épuisement.

05 YEUX/SINUS

Le programme renforce les champs des yeux et des sinus.

06 MACHOIRES/NERFS CRANIENS

Cette stimulation de champ touche toute la zone mastoïdienne, avec les dents et la muqueuse buccale, ainsi que tous les nerfs crâniens. On a aussi des indices de réactions positives dans le domaine de la relaxation végétative générale.

07 CERVEAU/DURE-MERE

Ce programme soutient les champs électromagnétiques de la dure-mère. Il peut aussi être utilisé pour soutenir les champs de l'espace de Pischinger, du système lymphatique et de la colonne vertébrale.

08 TISSU EN GENERAL

Ce programme a été conçu pour soutenir de manière générale l'ensemble des champs électromagnétiques du tissu. Comme le tissu est partout présent, ce programme est d'un usage polyvalent.

09 REORGANISATION

Ce programme stimule tous les champs qui sont en lien avec la réorganisation, en particulier dans la zone des épaules et de la nuque, ce qui inclut aussi la musculature et les fascias correspondants.

10 FASCIAS/COLONNE VERTEBRALE

Ce programme aide à soutenir les champs de la colonne vertébrale.

11 NEUTRALISANT

Ce programme a été développé pour neutraliser tous les types de parasitages énergétiques, électrosmog compris (5G compris et au-delà) et a pour but d'apaiser et de rééquilibrer. Après un temps d'adaptation, il convient à l'utilisation nocturne permanente.

12 DESINTOXICATION

Ce programme peut être employé pour accompagner des mesures de désintoxication. On a observé ici une envie accrue d'uriner. Veiller à boire en quantité suffisante.

13 DESACIDIFICATION/PISCHINGER

Ce programme peut être utilisé comme impulsion des champs en relation avec l'équilibrage du taux acide/basique et pour éclaircir les champs de l'espace de Pischinger. Veiller à boire en quantité suffisante.

14 MOELLE EPINIÈRE/C8

Ce programme s'adresse aux champs de la moelle épinière qui intervient dans les sensations douloureuses de tout type. Cela inclut aussi les champs du segment de la moelle épinière C8 qui rayonne sur les coudes, le bord de l'auriculaire jusque dans l'auriculaire et l'annulaire. L'utilisation dans toutes les sensations désagréables dans la zone musculaire entre les omoplates, la tête/l'occiput peut être indiquée. La combinaison avec le programme 07 Cerveau/Dure-mère est recommandée.

15 GLANDES HORMONALES EN GENERAL

Ce programme stimule les champs de toutes les glandes hormonales et il offre donc un emploi polyvalent.

16 TETE

Ce programme concerne tous les champs sur et dans la tête et inclut tout ce qu'elle contient.

17 STIMULATION LEGERE

Ce programme assure une stimulation énergétique légère de tous les champs du corps et son emploi est donc polyvalent.

18 ABDOMEN

Ce programme assure une stimulation de tous les champs du corps de l'abdomen en général quel que soit le sexe et inclut tout ce qu'il contient.

19 MERIDIENS

Ce programme soutient les méridiens. Il peut aussi être utilisé dans l'acupuncture ou d'autres stimulations de méridiens.

20 COLONNE VERTEBRALE LEGER

Les champs de la colonne vertébrale sont impliqués dans toute forme de stress, qu'il soit dû à l'électrosmog (5G compris et au-delà). Ce programme stimule légèrement les champs.

21 COLONNE VERTEBRALE INTENSIF

Comme le programme numéro 20, il stimule les mêmes champs, toutefois avec une intensité un peu plus élevée.

22 TISSU INTENSIF

Comme le programme numéro 8, ce programme stimule tous les champs du tissu parce que celui-ci est aussi impliqué dans toute forme de stress, y compris par électrosmog (5G compris et au-delà), toutefois avec une intensité un peu plus élevée.

23 CHAMP ACTIVANT

Ce programme peut être utilisé dans les périodes où tous les champs du corps se sentent surchargés ou épuisés – à cause aussi d'une exposition à l'électrosmog permanente ou trop forte (5G compris et au-delà).

24 LYMPHE

Les champs de la lymphe réagissent eux aussi au stress et peuvent ralentir ou bloquer les flux énergétiques ; ces champs réagissent aussi à l'électrosmog (5G compris et au-delà). Ce programme a pour but de détendre les champs.

Santissa SA

Rue de l'Evouette 3

CH-1969 St-Martin VS

+41 27 283 22 77

info@santisa.com / www.santissa.com

Pour un achat ou contact :

<https://santissa.com/boutique/5g/vitalfeldtechnologie/>